



mindray  **MEDFORD**

M9

Больше информации, больше возможностей

Передовые возможности

Высокая мобильность

Лучшая производительность и портативность

Медицинские технологии, как и потребности врачей, становятся все более зрелыми. Новая переносная ультразвуковая система M9 компании «Mindray» нацелена на проведение обследования сложных пациентов и способна решать наиболее важные проблемы, которые могут встретиться при ультразвуковом сканировании.

Больше не нужно жертвовать производительностью ради портативности. Объединяя в компактном корпусе продвинутые функции, которые обычно применяются в стационарных системах, M9 является наиболее передовым в отрасли аппаратом премиум-класса в форм-факторе ноутбука, предлагая простое управление и мобильность.

Система M9, оснащенная монокристаллическими датчиками с технологией 3T™, функцией HDR Flow (Широкополосная визуализация кровотока), технологией контрастной визуализации UWN+ и режимом эластографии «Natural Touch», предлагает дополнительное преимущество, позволяя использовать все функции у постели больного. Благодаря этому, система является идеальным решением для всех типов исследований и подходит для использования в разных клинических условиях.



Новый уровень технологий

Построенная на ультразвуковой платформе нового поколения mQuadro, система M9 поднимает отраслевые стандарты на новый уровень. Передовые процессоры приема и передачи сигналов обеспечивают высокую чувствительность и точное обнаружение эхо-сигналов. Инновационные технологии изготовления датчиков позволяют улучшить проникновение и получить более высокое разрешение, совершенствуя процесс диагностики.




Структура ультразвуковой платформы mQuadro

Ультразвуковая платформа нового поколения

Ультразвуковая платформа нового поколения mQuadro компании «Mindray» включает в себя интеллектуальные алгоритмы, мощную параллельную обработку данных, передовую платформу передачи/приема данных, а также ведущую в отрасли аппаратную архитектуру, что позволяет M9 обеспечивать визуализацию высокого уровня в сочетании с расширенным анализом и функциями постобработки.

Монокристаллические датчики с технологией 3T™

Все датчики, совместимые с M9, оснащены уникальной технологией 3T™ компании «Mindray» для обеспечения более четкого изображения. Применение монокристаллической технологии предлагает лучшее проникновение и качество цветового доплера, особенно при сканировании сложных пациентов.



Технология изготовления датчиков 3T™

Универсальная система с уникальными возможностями

M9 является универсальной системой, оснащенной высокоспециализированными функциями для целевого применения.

Сердечно-сосудистые исследования


LVO (контрастирование левого желудочка) со стресс-эхокардиографией

Передовые возможности M9 позволяют производить контрастирование ЛЖ во время стресс-эхокардиографии, подчеркивая границу между тканью миокарда и сердечными камерами и обеспечивая лучшую визуализацию эндокарда.


- Настраиваемые пользовательские протоколы
- Большие возможности для ретроспективного и проспективного захвата видео
- Продвинутая система отчетов

Оценка смещения ткани с количественным анализом

Монокристаллические датчики с технологией 3Т™ компании «Mindray» позволяют повысить точность и эффективность тканевого трекинга. При этом необходимую диагностику, включая количественный анализ, можно выполнить у кровати больного, экономя время и упрощая получение сложных результатов.



LVO со стресс-эхо



Тканевой трекинг –
количественный анализ



Радиология

Технология Контрастного изображения UWN+

Одним из преимуществ системы M9 является поддержка запатентованной технологии компании «Mindray» для улучшения изображения при контрастировании. Технология UWN+ позволяет M9 обнаруживать и использовать как вторые гармонические, так и нелинейные основные сигналы, существенно улучшая изображения.

- Повышение чувствительности к слабым сигналам
- Большая продолжительность циркуляции контрастного агента с низким механическим индексом




Лимфома селезёнки с контрастированием

Режим эластографии «Natural Touch»

Основана на запатентованных разработках компании «Mindray».

Технология «Natural Touch» уменьшает зависимость от методики работы оператора, улучшая воспроизводимость результатов для более удобного клинического применения.

- Более высокая чувствительность к изменению эластичности тканей
- Хорошая устойчивость и воспроизводимость результатов




Гистограмма в режиме эластографии



Интенсивная терапия | Неотложная помощь | Анестезия

Интенсивная терапия

Возможность проведения быстрых и точных исследований делает систему M9 оптимальным выбором для обследования пациентов в критическом состоянии. Совместимость с датчиком для чреспищеводной эхокардиографии и полный набор необходимых настроек удовлетворят самые взыскательные требования в отделении интенсивной терапии.



Чреспищеводная
эхокардиография

Неотложная помощь


Благодаря высокой производительности, а также быстрым и точным измерениям, на систему M9 можно положиться при принятии немедленных решений по лечению пациентов. Благодаря высокой мобильности, длительному времени автономной работы и специальному пакету предварительных настроек, включающему протокол FAST, система M9 является идеальным партнером во время чрезвычайных ситуаций.



Срединный нерв

Анестезия


Благодаря своему компактному размеру и передовым функциям, которые включают iZoom™, полный набор биопсийных насадок и специальные предустановки для обследования нервов, M9 является идеальной системой для проводниковой анестезии и осмотра во время операции. Интуитивно понятная схема работы M9 делает управление легким для анестезиологов.




Четырёхкамерная позиция, регургитация




Печеночная гемангиома



Митральный клапан, М-режим




Визуализация с контрастированием UWN+




Режим тканевого доплера



Гидроцефалия



Кровоток в лучевой артерии



Щитовидная железа

Высокая мобильность

Высокомобильная, продуманная компоновка M9 облегчает транспортировку и хранение. Будучи установленной на специальной тележке или на столе, система M9 подходит для использования во многих клинических ситуациях.

Инновационная конструкция

- Прочный корпус из магниевого сплава
- Тонкий 15,6-дюймовый светодиодный монитор с высоким разрешением
- Встроенный аккумулятор на 90 минут сканирования
- Твердотельный жесткий диск (SSD) обеспечивает высокое быстродействие и защиту данных пациентов.

Специальная тележка

- Система быстрой установки и фиксации ультразвукового сканера
- Технология iPower: более 3,5 часов сканирования с аккумуляторной батареей, установленной на тележке.

Экологичная система

- Практически бесшумная система
- Автоматическая регулировка яркости
- Надежные материалы, сертифицированные RoHS (Директива ЕС по ограничению использования опасных веществ)



Интеллектуальная система

Автоматические измерения

Автоматические измерения увеличивают эффективность рабочего процесса и повышают воспроизводимость результатов (Авто ЛЖ, Авто ТИМ, Автоматическое оконтуривание доплеровской кривой)

Технология iZoom™

Переход в полноэкранный режим отображения одним нажатием клавиши

Технология iTouch™

Оптимизация изображения одним нажатием клавиши

Эффективная система

Пользовательские операции

Возможность назначения кнопок для быстрых измерений

Многофункциональная клавиша

Возможность настройки многофункциональной клавиши для быстрого управления системой

Технология iStation™

Эффективная система управления данными пациентов

Простая система

Технология iWorks

Автоматизированные протоколы экономят до 50% времени исследования

Гибкость и мощность благодаря возможности пользовательской настройки

Технология Q-SAVE

Удобство сохранения пользовательских предустановок и параметров изображения

Трансфер изображений

MedSight™

Передача изображений с системы M9 на интеллектуальные устройства на базе iOS или Android

DICOM/HL7

Полная совместимость с DICOM и HL7



Интеллектуальная система

Автоматические измерения

Автоматические измерения увеличивают эффективность рабочего процесса и повышают воспроизводимость результатов (Авто ЛЖ, Авто ТИМ, Автоматическое оконтуривание доплеровской кривой)

Технология iZoom™

Переход в полноэкранный режим отображения одним нажатием клавиши

Технология iTouch™

Оптимизация изображения одним нажатием клавиши

Эффективная система

Пользовательские операции

Возможность назначения кнопок для быстрых измерений

Многофункциональная клавиша

Возможность настройки многофункциональной клавиши для быстрого управления системой

Технология iStation™

Эффективная система управления данными пациентов

Простая система

Технология iWorks

Автоматизированные протоколы экономят до 50% времени исследования. Гибкость и мощность благодаря возможности пользовательской настройки

Технология Q-SAVE

Удобство сохранения пользовательских предустановок и параметров изображения

Трансфер изображений

MedSight™

Передача изображений с системы M9 на интеллектуальные устройства на базе IOS или Android

DICOM/HL7

Полная совместимость с DICOM и HL7

mindray

MEDFORD

ООО «Медфорд»

Москва, Ленинский проспект 146

Тел.: +7 499 495 48 21

Электронная почта: sales@medford.ru

www.medford.pro



Все материалы, размещённые на брошюрах, являются объектами авторского права и принадлежат Mindray (в части оформления дизайна брошюры права принадлежат ООО "Медфорд" - официальному дистрибьютору Mindray в России). Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателей.

